

Endoscopic Applicator

INSTRUCTIONS FOR USE

DESCRIPTION: The Endoscopic Applicator is a sterile, single-use applicator device. The Endoscopic Applicator consists of two components: (1) a non-reflective composite cannula, and (2) a composite stylet.

INDICATIONS: The Endoscopic Applicator is intended for use in delivering hemostatic agents to bleeding surgical sites through a 5 mm or larger trocar.

HOW SUPPLIED: Each Endoscopic Applicator is supplied sterile in a sealed plastic container. One (1) box contains 6 Endoscopic Applicators.

WARNINGS/PRECAUTIONS:

- Read the hemostatic agent instructions for use prior to using this device.
- Do not use if damaged.
- Do not use air as a propellant to extrude hemostatic agents instead of the stylet.
- Do not use Endoscopic Applicator to manipulate or retract organs or tissue.
- The Endoscopic Applicator should only be used by persons adequately trained in Minimal Invasive procedures.
- Do not reuse or resterilize. Reuse of single-use devices creates a potential risk of patient or user infections. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Single use only – see warnings/precautions.
2. Read the hemostatic agent instructions for use prior to using this device.
3. Transfer both cannula and stylet (obturator) to the sterile field.
4. Attach the syringe with the hemostatic agent to the cannula, ensuring the luer connector is locked.
5. Load the Endoscopic Applicator with the desired amount of hemostatic agent by depressing the plunger on the hemostatic agent syringe. The cannula can be filled with a maximum of 5ml of hemostatic agent.
6. Introduce the Endoscopic Applicator cannula into the trocar port. **CAUTION:** Grasp the cannula while advancing it through the trocar to avoid depressing the syringe plunger.
7. Carefully position the distal end of the Endoscopic Applicator at the site where the hemostatic agent is to be delivered.
8. Detach the hemostatic agent syringe from the luer lock connector of the Endoscopic Applicator.
9. Use the stylet to dispense the hemostatic agent to the bleeding site in accordance with the instructions for use of the hemostatic agent.
10. When sufficient hemostatic agent has been delivered to the bleeding site, carefully remove the Endoscopic Applicator from the trocar port, remove the stylet from the cannula and flush any remaining hemostatic agent from the cannula.
11. If additional hemostatic agent is required during the same surgical procedure, repeat the steps above as necessary.

Single-use, one patient device will degrade if reprocessed. No effective cleaning process has been developed to prevent cross contamination. Contamination of a reprocessed device may lead to injury, illness or death of patient.

United States only: 1-800-423-2090
Other Countries: Contact your local Baxter representative.

USA: Rx only

Baxter is a trademark of Baxter International Inc.

Applicateur endoscopique

CONSIGNES D'UTILISATION

DESCRIPTION: L'applicateur endoscopique est un dispositif d'application stérile à usage unique. Il est constitué de deux composants : (1) une canule en composite non réfléchissant et (2) un stylet en composite.

INDICATIONS: L'applicateur endoscopique est conçu pour dispenser l'agent hémostatique à l'aide d'un trocart de 5 mm ou plus sur un site opératoire présentant un saignement.

CONDITIONNEMENT: Chaque applicateur endoscopique est livré à l'état stérile dans un conteneur en plastique hermétiquement fermé. Une (1) boîte contient 6 applicateurs endoscopiques.

MISES EN GARDE / PRÉCAUTIONS :

- Consulter la notice de l'agent hémostatique avant d'utiliser cet appareil.
- Ne pas utiliser le dispositif s'il est endommagé.
- Ne pas utiliser d'air comme propulsor pour extraire l'agent hémostatique à la place du stylet.
- Ne pas utiliser l'applicateur endoscopique pour manipuler ou rétracter des organes ou des tissus.
- L'applicateur endoscopique doit seulement être utilisé par des personnes démontées formées aux procédures chirurgicales mini-invasives.
- Ne pas réutiliser ou resteriliser. La réutilisation des dispositifs à usage unique pose un risque d'infection pour le patient ou l'utilisateur. La contamination du dispositif risque d'engendrer des blessures, une maladie, voire la mort du patient.

MODE D'EMPLOI :

1. À usage unique – voir les mises en garde/précautions.
2. Consulter la notice de l'agent hémostatique avant d'utiliser cet appareil.
3. Transférer la canule et le stylet (obturateur) dans le champ stérile.
4. Attacher la seringue contenant l'agent hémostatique à la canule, en veillant à verrouiller le raccord luer-lock.
5. Charger l'applicateur endoscopique de la quantité souhaitée d'agent hémostatique en appuyant sur le piston de la seringue d'agent hémostatique. La canule peut être remplie de 5 ml maximum d'agent hémostatique.
6. Introduire la canule de l'applicateur endoscopique dans l'orifice du trocart. **ATTENTION :** Tenir fermement la canule en la faisant passer dans le trocart pour éviter d'enfoncer le piston de la seringue.
7. Placer avec soin l'extrémité distale de l'applicateur endoscopique au niveau du site où l'agent hémostatique doit être dispensé.
8. Détailler la seringue d'agent hémostatique du raccord luer-lock de l'applicateur endoscopique.
9. Utiliser le stylet pour distribuer l'agent hémostatique au site de saignement conformément à la notice d'utilisation de l'agent hémostatique.
10. Une fois qu'une quantité suffisante d'agent hémostatique a été déposée au site du saignement, enlever avec précaution l'applicateur endoscopique de l'orifice du trocart, enlever le stylet de la canule et rincer tout l'agent hémostatique résiduel de la canule.
11. Si une quantité supplémentaire d'agent hémostatique est requise durant la même procédure chirurgicale, reprendre les étapes ci-dessus au besoin.

 Ce dispositif à usage unique (u patient) se dégradera en cas de reconditionnement. Aucun procédé de nettoyage efficace n'a été développé pour éviter la contamination croisée. La contamination d'un dispositif reconditionné risque de donner lieu à des blessures, une maladie, voire la mort du patient.

États-Unis seulement : 1-800-423-2090
Autres pays : Contacter le représentant Baxter.

Baxter est une marque de Baxter International Inc.

Endoskopischer Applikator

GEBRAUCHSANWEISUNG

BESCHREIBUNG: Der endoskopische Applikator ist ein steriles Applikationsgerät für den einmaligen Gebrauch. Der endoskopische Applikator besteht aus zwei Komponenten: (1) einer nicht reflektierenden Kanüle aus Verbundstoff und (2) einem Mandrin aus Verbundstoff.

INDIKATIONEN: Der endoskopische Applikator ist zur Abgabe von Hämostatika an blutende Operationsfelder mittels eines Trokars (5 mm oder länger) bestimmt.

LIEFERFORM: Jeder endoskopische Applikator wird steril in einem versiegelten Kunststoffbehälter geliefert. Ein (1) Karton enthält 6 endoskopische Applikatoren.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASNAHMEN:

- Vor Verwendung des Instruments die Gebrauchsanweisung des Hämostatkums lesen.
- Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht verwendet werden.
- Zum Heraussprengen von Hämostatika niemals Druckluft als Treibmittel anstelle des Mandrins verwenden.
- Der endoskopische Applikator darf nicht zum Manipulieren oder Zurückziehen von Organen oder Gewebe verwendet werden.
- Der endoskopische Applikator darf nur von Personen verwendet werden, die in minimal-invasiven Verfahren angemessen geschult sind.
- Nicht wieder verwenden oder resterilisieren. Bei einer Wiederverwendung von Einmalprodukten besteht für den Patienten oder Benutzer Infektionsgefahr.

Die Kontamination der Vorrichtung kann zu Verletzungen, Krankheit oder Tod des Patienten führen.

GEBRAUCHSANLEITUNG:

1. Nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt – siehe Warnhinweise/Vorsichtsmaßnahmen.
2. Vor Verwendung des Instruments die Gebrauchsanweisung des Hämostatkums lesen.
3. Die Kanüle und den Mandrin (Obturator) in das sterile Feld setzen.
4. Die Spritze mit dem Hämostatikum an der Kanüle befestigen und dabei sicherstellen, dass der Luer-Anschluss verriegelt ist.
5. Den endoskopischen Applikator mit dem Hämostatikum füllen. Dazu den Kolben an der mit Hämostatikum gefüllten Spritze drücken. Die Kanüle kann mit maximal 5 ml Hämostatikum gefüllt werden.
6. Die Kanüle des endoskopischen Applikators in den Trokarpot einführen. **VORSICHT:** Beim Vorschieben der Kanüle durch den Trokar die Kanüle festhalten, um zu vermeiden, dass die Spritzenkolben gedrückt wird.
7. Das distale Ende des endoskopischen Applikators vorsichtig am Sitz platziert, wo das Hämostatikum abgegeben werden soll.
8. Die Spritze mit dem Hämostatikum vom Luer-Lock-Anschluss des endoskopischen Applikators abnehmen.
9. Unter Verwendung des Mandrins das Hämostatikum gemäß der Gebrauchsanweisung zum Hämostatikum an die Blutungsstelle abgeben.
10. Nachdem das gesamte Hämostatikum auf die Blutungsstelle abgegeben wurde, den endoskopischen Applikator vorsichtig vom Trokarpot entfernen, den Mandrin aus der Kanüle entfernen und alle Reste des Hämostatikums aus der Kanüle spülen.
11. Falls während desselben chirurgischen Verfahrens zusätzliche Hämostatikum benötigt wird, die obigen Schritte falls nötig wiederholen.

Dieses Instrument ist für den Einmalgebrauch an einem Patienten bestimmt. Durch Wiederaufbereiten wird das Gerät beschädigt. Es wurde noch kein wirkungsvolles Reinigungsverfahren entwickelt, um eine Kreuzkontaminierung zu verhindern. Die Kontaminierung eines wiederaufbereiteten Instruments kann Verletzungen, Erkrankungen oder den Tod des Patienten zur Folge haben.

Nur in den USA: 1-800-423-2090

Andere Länder: Wenden Sie sich an Ihren Baxter-Vertreter vor Ort.

Baxter ist eine Marke von Baxter International.

Aplicador endoscópico

INSTRUCCIONES DE USO

DESCRIPCIÓN: El aplicador endoscópico es un dispositivo estéril para un solo uso. El aplicador endoscópico consta de dos componentes: (1) una cánula compuesta no reflectora y (2) un estilete compuesto.

INDICACIONES: El aplicador endoscópico está indicado para administrar agentes hemostáticos en sitios quirúrgicos sangrantes a través de un trocar de 5 mm o más.

PRESENTACIÓN: Cada aplicador endoscópico se suministra estéril en un recipiente plástico sellado. Una (1) caja contiene 6 aplicadores endoscópicos.

ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- Lea las instrucciones de uso del agente hemostático antes de usar este instrumento.
- No usar si el instrumento está dañado.
- No utilice aire como propulsor para extrudir los agentes hemostáticos en lugar del estilete.
- No utilice el aplicador endoscópico para manipular o retrajar órganos o tejido.
- El aplicador endoscópico debe ser utilizado únicamente por personas debidamente capacitadas para realizar procedimientos mínimamente invasivos.
- No reutilizar ni resterilizar. Si se reutilizan los dispositivos que son para un solo uso se crea un riesgo potencial de infección del paciente o usuario. La contaminación de un dispositivo puede provocar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente.

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Para un solo uso. Consulte las advertencias/precauciones.
2. Lea las instrucciones de uso del agente hemostático antes de usar este instrumento.
3. Transfiera la cánula y el estilete (obturador) al campo estéril.
4. Acople la jeringa con el agente hemostático a la cánula, asegurándose de que el conector luer esté bloqueado.
5. Cargue el aplicador endoscópico con la cantidad deseada de agente hemostático presionando el émbolo en la jeringa del agente hemostático. La cánula se puede llenar con un máximo de 5 ml de agente hemostático.
6. Introduzca la cánula del aplicador endoscópico en el puerto para el trocar. **ATENCIÓN:** Para no empujar el émbolo de la jeringa, agarre la cánula mientras la hace avanzar a través del trocar.
7. Con cuidado coloque el extremo distal del aplicador endoscópico en el sitio donde va a administrar el agente hemostático.
8. Desacople la jeringa con agente hemostático del conector luer del aplicador endoscópico.
9. Utilice el estilete para dispensar el agente hemostático al sitio de sangrado, según las instrucciones de uso del agente hemostático.
10. Cuando se haya suministrado suficiente agente hemostático al sitio de sangrado, retire con cuidado el aplicador endoscópico del puerto del trocar, retire el estilete de la cánula y elimine la cánula cualquier resto de agente hemostático.
11. Si se requiere agente hemostático adicional durante el mismo procedimiento quirúrgico, repita los pasos anteriores según sea necesario.

El dispositivo de un solo uso para un paciente se degradará si se vuelve a procesar. No se ha desarrollado ningún proceso eficaz de limpieza para evitar la contaminación cruzada. La contaminación de un dispositivo reprocesado puede provocar lesiones, enfermedad o la muerte de un paciente.

Estados Unidos únicamente: 1-800-423-2090

Otros países: Póngase en contacto con su representante local de Baxter.

Baxter es una marca comercial de Baxter International Inc.

EN

CE 0297

EC REP

EU Representative
MDSS GmbH
Schiffgraben 41
D-30175 Hannover,
Germany



Not Made with
Natural Rubber Latex



Do Not Use
if Package is Damaged



Do Not
Resterilize

STERILE EO


Sterilized by
Ethylene Oxide

Manufactured in Mexico for:

Manufacturer:
Micromedics, Inc.
1270 Eagan Industrial Road
St. Paul, MN 55121-1385 USA
651-452-1977

DIST

Distributed by:
Baxter Healthcare Corporation
Deerfield, IL 60015, USA
1-888-229-0001



PN M21719 Rev. B 2017-10-04

Applicatore endoscopico

ISTRUZIONI PER L'USO

DESCRIZIONE: L'applicatore endoscopico è un dispositivo sterile e monouso. Si compone di due parti: (1) una cannula composita non riflettente e (2) uno stiletto composito.

INDICAZIONI: L'applicatore endoscopico è concepito per erogare l'agente emostatico nei punti chirurgici di sanguinamento per mezzo di un trocar di 5 mm o di diametro superiore.

CONFEZIONE: Ogni applicatore endoscopico è fornito sterile in un contenitore di plastica sigillato. Una (1) scatola contiene 6 applicatori endoscopici.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Leggere le istruzioni dell'agente emostatico prima di utilizzare questo dispositivo.
- Non usare se danneggiato.
- Non usare aria al posto dello stiletto per forzare la fuoriuscita dell'agente emostatico.
- Non usare l'applicatore endoscopico per manipolare o retrarre organi o tessuti.
- L'applicatore endoscopico deve essere adoperato esclusivamente da personale con adeguata formazione nelle procedure chirurgiche minimamente invasive.
- Non riutilizzare né risterilizzare. Il riutilizzo dei dispositivi monouso crea il rischio potenziale di infezioni per il paziente o per l'operatore. La contaminazione del dispositivo può portare a lesioni, infermità o decesso del paziente.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Esclusivamente monouso; fare riferimento alla sezione Avvertenze e precauzioni.
2. Leggere le istruzioni dell'agente emostatico prima di utilizzare questo dispositivo.
3. Portare sia la cannula che lo stiletto (otturatore) nel campo sterile.
4. Collegare la siringa con l'agente emostatico alla cannula, assicurandosi che il connettore Luer sia bloccato.
5. Ricaricare l'applicatore endoscopico con la quantità desiderata di agente emostatico premendo lo stantuffo della siringa che lo contiene. La cannula può essere riempita con un massimo di 5 ml di agente emostatico.
6. Introdurre la cannula dell'applicatore endoscopico nella porta del trocar. **ATTENZIONE** – Per evitare di premere lo stantuffo della siringa, tenere saldamente la cannula mentre si fa avanzare nel trocar.
7. Posizionare con cautela l'estremità distale dell'applicatore endoscopico nel punto in cui si deve erogare l'agente emostatico.
8. Staccare la siringa dell'agente emostatico dal connettore Luer Lock dell'applicatore endoscopico.
9. Servirsi dello stiletto per erogare l'agente emostatico nel punto di sanguinamento in base alle relative istruzioni per l'uso.
10. Quando la quantità di agente emostatico erogata nel punto di sanguinamento è sufficiente, estrarre con cautela l'applicatore endoscopico dalla porta del trocar, rimuovere lo stiletto dalla cannula ed eliminare dalla cannula l'agente residuo.
11. Se nel corso della stessa procedura chirurgica si richiede un'ulteriore applicazione di agente emostatico, ripetere la procedura qui descritta secondo la necessità.

<img alt="Cross-contamination warning icon" data-bbox="444 4

Endoskopisk applikator BRUKSANVISING

BESKRIVELSE: Den endoskopiske applikatoren er en steril applikator til engangsbruk. Den endoskopiske applikatoren består av to deler: (1) en kanyle i ureflekterende kompositmateriale og (2) en stilet i kompositmateriale.

INDIKASJONER: Den endoskopiske applikatoren skal brukes til å administrere hemostatisk middel på blødende operasjonssteder gjennom en trokar på 5 mm eller mer.

LEVERES SLIK: Den endoskopiske applikatoren leveres steril i en forseglet plastbeholder. Én (1) eske inneholder 6 stk. endoskopiske applikatorer.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER:

- Les bruksanvisningen for det hemostatiske middelet før du bruker denne enheten.
- Bruk ikke enheten hvis den er skadet.
- Bruk ikke luft som drivgass til å ekstrudere hemostatiske midler i stedet for stiletten.
- Bruk ikke den endoskopiske applikatoren til å bevege eller trekke ut organer eller vev.
- Den endoskopiske applikatoren skal bare brukes av personer som har fått riktig opplæring i minimalt invasive prosedyrer.
- Skal ikke steriliseres på nytt eller brukes flere ganger. Gjenbruk av enheter til engangsbruk kan medføre risiko for pasient- eller brukerinfeksjoner. Kontaminering av enheten kan føre til personskade, sykdom eller dødsfall for pasienten.

BRUKSANVISING:

1. Bare til engangsbruk – se Advarsler/forholdsregler.
2. Les bruksanvisningen for det hemostatiske middelet før du bruker denne enheten.
3. Legg både kanylen og stiletten (obturatoren) i det sterile området.
4. Koble sprøyten med det hemostatiske middelet til kanylen, og pøse at luerkoblingen er låst.
5. Fyll den endoskopiske applikatoren med riktig mengde hemostatisk middel ved å trykke ned stempelet på sprøyten med det hemostatiske middelet. Kanylen kan fylles med maks. 5 ml hemostatisk middel.
6. For kanylen på den endoskopiske applikatoren inn i trokarkorten. **OBS!** Grip tak i kanylen mens du fører den gjennom trokaren, for å unngå å trykke ned sprøytestempelet.
7. Plasser den distale enden av den endoskopiske applikatoren forsiktig på stedet der det hemostatiske middelet skal administreres.
8. Koble sprøyten med det hemostatiske middelet fra luerlåskoblingen på den endoskopiske applikatoren.
9. Tilfør det hemostatiske middelet på blødningssstedet ved hjelp av stiletten, i samsvar med bruksanvisningen for det hemostatiske middelet.
10. Når en tilstrekkelig mengde hemostatisk middel er administrert på blødningssstedet, tar du den endoskopiske applikatoren forsiktig ut av trokarkorten, fjerner stiletten fra kanylen og tommer kanylen for eventuelle rester av hemostatisk middel.
11. Hvis det er nødvendig å bruke mer hemostatisk middel under samme kirurgiske inngrep, gjentar du trinnene ovenfor etter behov.

 Engangsutstyr for én pasient forrings hvis det behandles flere ganger. Det er ikke utviklet en effektiv rengjøringsprosess for å hindre krysskontaminasjon. Kontaminering av utstyr som er blitt behandlet flere ganger, kan føre til personskade, sykdom eller dødsfall hos en pasient.

Bare USA: 1-800-423-2090

Andre land: Ta kontakt med en lokal representant for Baxter.

Baxter er et varemærke for Baxter International Inc.

NO

Ενδοσκοπικό απλικατέρ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το Ενδοσκοπικό Απλικατέρ είναι μια αποστειρωμένη συσκευή απλικατέρ μιας χρήσης. Το Ενδοσκοπικό απλικατέρ αποτελείται από δύο έξαρτημα: (1) μια μη αντικαπωτρική κάνουλα από συνθετικό υλικό και (2) έναν στυλίσκο από συνθετικό υλικό.

ΕΝΔΕΙΞΙΣ: Το Ενδοσκοπικό απλικατέρ ενδείκνυται για χρήση στην παροχή αιμοστατικής ουσίας σε αιμορραγούσες περιοχές εγχέρησης διαμέσου ενός τροκάρ 5 mm ή μεγαλύτερου.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Το κάθε Ενδοσκοπικό Απλικατέρ παρέχεται αποστειρωμένο μέσα σε ένα σφραγισμένο πλαστικό δοχείο. Το κάθε ένα (1) κοιτι περιέχει 6 Ενδοσκοπικά Απλικατέρ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της αιμοστατικής ουσίας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- Μην τη χρησιμοποιείτε έαν είναι κατεστραμμένη.
- Μην χρησιμοποιείτε αέρα ως πρωθυγικό αέριο αντί για τον στυλίσκο για έξαργην της αιμοστατικής ουσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε το ενδοσκοπικό απλικατέρ για να χειρίζεστε ή να αποσύρετε τα όργανα ή τον ιστό.
- Το ενδοσκοπικό απλικατέρ πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν επαρκή εκπαίδευση σε ελάσσονες παρεμβατικές επεμβάσεις.
- Μην το επαναχρησιμοποιείτε ή το επαναποτελεστεί. Η επαναχρησιμοποίηση συσκευών μιας χρήσης επιφέρει ενδέχομενο λοιμώξεων στον ασθενή ή το χρήστη. Η μόλυνση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ασθένεια ή θάνατο του ασθενούς.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Μίας μόνο χρήσης – ανατρέψτε στις προειδοποιήσεις/προφυλάξεις.
2. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης της αιμοστατικής ουσίας πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
3. Μεταφέρετε και την κάνουλα και τον στυλίσκο (επιπομπατικό) εντός του αποστειρωμένου πεδίου.
4. Συνέστετε τη σύριγχη με την αιμοστατική ουσία στην κάνουλα, προσέχοντας ο ούνδεσμος λιευ να είναι ασφαλισμένος.
5. Φορτώστε το ενδοσκοπικό απλικατέρ με την επιθυμητή ποσότητα αιμοστατικής ουσίας, με πέντα το έμβολο της σύριγχης της αιμοστατικής ουσίας.
6. Εισαγάγετε την κάνουλα ενδοσκοπικού απλικατέρ πριν από τη θύρα τροκάρ. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πάστε γερά την κάνουλα ενώ την πρωθείτε διαμέσου του τροκάρ για να αποφύγετε τη συμπίεση του εμβόλου της σύριγχης.
7. Τοποθετήστε προσεκτικά το περιφερικό άκρο του ενδοσκοπικού απλικατέρ στην περιοχή όπου πρόκειται να παρασχεθεί η αιμοστατική ουσία.
8. Αποσύνεστε τη σύριγχη με την αιμοστατική ουσία από το σύνδεσμο με ασφάλεια λιευ του ενδοσκοπικού απλικατέρ.
9. Χρησιμοποιήστε τον στυλίσκο για να χορηγήσετε την αιμορραγούσα περιοχή, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της αιμοστατικής ουσίας.
10. Αφού έχει χορηγηθεί επαρκής ποσότητα αιμοστατικής ουσίας στην αιμορραγούσα περιοχή, αφαίρεστε από την κάνουλα σήμα αιμοστατική ουσίας έχει παρασκευένει.
11. Αν απαιτείται επιπλέον ποσότητα αιμοστατικής ουσίας κατά τη διάρκεια της ίδιας χειρουργικής διάδικασης, επαναλάβετε, αν χρειάζεται, τα παραπάνω βήματα.

 Συσκευή μίας χρήσης για έναν ασθενή, υποθαλίζεται με αυτοπειθαρεία ποσότητα αιμοστατικής ουσίας στην πρόληψη επωδημάσης. Η μόλυνση μιας συσκευής λιευ προσεκτικά προσετείρεται για να αποφύγεται η αιμορραγούσα περιοχή.

Στις Η.Π.Α. μόνο: 1-800-423-2090

Σε άλλες χώρες: Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Baxter.

To Baxter είναι εμπορικό σήμα της Baxter International Inc.

DA

Endoskopisk applikator BRUGSANVISING

BESKRIVELSE: Den endoskopiske applikator er en steril applikatorenhet til engangsbrug. Den endoskopiske applikator består af to komponenter: (1) en ikke-reflekterende, sammensat kanyle og (2) en sammensat stiel.

INDIKATIONER: Den endoskopiske applikator er beregnet til brug ved levering af et hemostatisk middel til blødende kirurgiske steder gennem en 5 mm eller større trokar.

LEVERING: Hver endoskopisk applikator leveres steril i en forseglet plastbeholder. Én (1) eske indeholder 6 endoskopiske applikatorer.

ADVARSLER/FORHOLDSREGLER:

- Læs bruksanvisningen til det hemostatiske middel inden brug af enheden.
- Må ikke anvendes, hvis beskadiget.
- Brug ikke luft som drivstof til udstød hæmostatiske midler som erstattning for stiletten.
- Brug ikke den endoskopiske applikator til at manipulere eller trække organer eller væv tilbage.
- Den endoskopiske applikator må kun anvendes af personer med tilstrekkelig træning i minimalt invasive procedurer.
- Må ikke genbruges eller resteriliseres. Genbrug af engangsordninger skaber en risiko for infektioner hos patienten eller brugerne. Kontamination af anordningen kan føre til patientskader, sygdom eller død.

BRUGSANVISING:

1. Udelukkende til engangsbrug – se advarsler/forholdsregler.
2. Læs bruksanvisningen til det hemostatiske middel inden brug af enheden.
3. Overfør både kanylen og stiletten (obturator) til det sterile felt.
4. Sæt sprøjten med det hemostatiske middel på kanylen, og sørge for at luerkoblingen er låst.
5. Monter den endoskopiske applikator med den ønskede mængde hemostatisk middel ved at trykke ned stemplet ned på sprøjten med det hemostatiske middel. Kanylen kan fylles med højst 5 ml hemostatisk middel.
6. For den endoskopiske applikatoren kanylen ind i trokarkorten. **FORSIGTIG:** Grib fat i kanylen, mens den føres fremad gennem trokaren for at undgå at trykke ned sprøjtestemplet ned.
7. Anbring forsigtigt den endoskopiske applikators distale ende ved stedet, hvor det hæmostatiske middel skal anvendes.
8. Fjern sprøjten med hemostatisk middel fra luerlåskoblingen på den endoskopiske applikator.
9. Brug stiletten til at dispensere det hæmostatiske middel til det blødende sted ifølge bruksanvisningen til midlet.
10. Når en tilstrekkelig mængde hæmostatisk middel er tilført til blødningssstedet, fjernes den endoskopiske applikator forsigtigt fra trokarkorten. Fjern stiletten fra kanylen, og skyg eventuelt resterende hæmostatisk middel ud af kanylen.
11. Hvis der er brug for mere hæmostatisk middel i den samme kirurgiske procedure, gentages trinene ovenfor efter behov.

 Engangsenheden til brug på en enkelt patient nedbrydes, hvis den genbehandles. Ingen effektiv rengøringsproces er blevet udviklet, som er i stand til at forhindre krysskontamination. Kontamination af en genbehandlet enhed kan føre til patientskader, sygdom eller død.

Kun i USA: 1-800-423-2090

Andre lande: Kontakt den lokale Baxter-repræsentant.

Baxter er et varemærke, der tilhører Baxter International Inc.

DA

Endoskopický aplikátor NÁVOD K POUŽITIU

POPIŠ: Endoskopický aplikátor je sterilný aplikační zařízení k jednorázovému použití. Endoskopický aplikátor je tvoren dvěma částmi: (1) nerezaktivní kompozitní kanylu a (2) kompozitní sondou.

INDIKACE: Endoskopický aplikátor je určen k aplikaci hemostatického činidla na krvácení místa chirurgických zákrulků prostřednictvím trokaru o velikosti 5 mm nebo většího.

BALENÍ: Každý endoskopický aplikátor je dodáván sterilním v zapékacém plastovém pouzdře. Jedno (1) balení obsahuje 6 endoskopických aplikátorů.

VAROVÁNÍ / DŮLEŽITÝ UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím tohoto zařízení si přečtěte pokyny k použití hemostatického činidla.
- Nepoužívajte, pokud je zařízení poškozeno.
- Nepoužívajte vzduh jakým hnojivem plyn vytlačen hemostatické činidlo namísto sondy.
- Endoskopický aplikátor manipulujte s orgány či tkáněmi nebo k jejich retrakci.
- Endoskopický aplikátor smí používat pouze osoby s dostačujícím zaškolením do minimálně invazivních zákrulků.
- Nepoužívajte opakovane a nestrerilizujte. Opakovane použití zařízení v jednorázovém použití predstavuje potenciální riziko infekce pacienta nebo uživatele. Kontaminace zařízení může vést k poranění, onemocnění nebo úmrťi pacienta.

POKYNY K POUŽITIU:

1. Určeno pouze k jednorázovému použití – viz varování/bezpečnostní opatření.
2. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte pokyny k použití hemostatického činidla.
3. Přenechte kanylu i sondu (obturator) do sterilního polohy.
4. Injekční striekačku s hemostatickým činidlem připojte ke kanyle a zkонтrolujte, zda je konektor luer zajištěn.
5. Naplňte endoskopický aplikátor pozadovaný množstvím hemostatického činidla sláčením pistu injekční striekačky s hemostatickým činidlem. Kanylu lze naplnit maximálně 5 ml hemostatického činidla.
6. Zaveděte kanylu endoskopického aplikátoru do portu trokara. **UPOZORNĚNÍ:** Při posuvání cez trokar uchopte kanylu tak, aby ste předložili zatláčení pistu injekčnej striekačky.
7. Pečlivě umístěte vzdialenosť konického endoskopického aplikátoru do portu trokara, aby zabránilo vzniku výtržek.
8. Pečlivě umístěte distální konec endoskopického aplikátoru na místě